

tobii dynamox

Die Möglichkeit, Grenzen zu durchbrechen



Lernen Sie die nächste Generation der I-Serie kennen

Kommunikationsgeräte mit dem weltweit führenden Eyetracker.

Power to be You



Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten

Hielten Sie das Senden einer E-Mail bisher für unmöglich? Sind Sie Eltern, die davon träumen, dass Ihr Kind eines Tages in der Lage ist, "Ich habe dich lieb" zu sagen? Schließen Sie sich Zehntausenden an, denen diese Möglichkeiten dank einer Augensteuerung bereits ermöglicht wurde.

Das I-13 und I-16 sind die neuesten Kommunikationsgeräte von Tobii Dynavox, führend in Augensteuerung und Kommunikation. Als Teil der I-Serie bieten die augengesteuerten Kommunikationsgeräte der fünften Generation von Tobii Dynavox große Möglichkeiten an Kommunikation und Computerzugang, basierend auf jahrelanger Erfahrung und Kundenfeedback. Das I-13 und I-16 sind die leichtesten und robustesten spezialangefertigten Augensteuerungsgeräte, die derzeit auf dem Markt zu finden sind und eignen sich perfekt für Menschen mit Zerebralparese, ALS und Rett-Syndrom. Die Geräte können mit einem hervorragenden Eyetracker, blitzschneller Leistung, sprachoptimierten Lautsprechern, einem schlankeren Design als ihre Vorgänger und vielem mehr aufwarten.



Gorillaglas

Partnerfenster

Optimierte Lautsprecher

Eyetracker der 5. Generation



Kontrolle übernehmen

Mithilfe von lernfähigen Feldern, die sich über Augensteuerung und Berührung programmieren lassen. Genießen Sie mehr Flexibilität und Selbstständigkeit, während Betreuer weiterhin Zugriff auf die üblichen Funktionen haben.



Ziele sorgenfrei erreichen

Dank des leichten und robusten Designs. Mattes, wasserabweisendes Gorillaglas schützt vor unfreiwilligen Schäden und verschütteten Flüssigkeiten.

Entwickelt, um Hürden zu überwinden



Gespräche führen

Mit einem nach hinten gerichteten Partnerfenster. Dieses visualisiert Ihre Wörter und Sätze für die Gesprächspartner.



Laut und deutlich sein

Mit zwei integrierten, nach außen gerichteten Lautsprechern, die für kräftigen Klang und eine deutliche Sprachausgabe sorgen, egal in welcher Umgebung.



Mehr als man auf den ersten Blick erwartet

Das I-13 und I-16 sind mehr als Kommunikationsgeräte - sie sind die Stimme, die im Klassenzimmer Fragen beantwortet, das Werkzeug, mithilfe dessen Sie auf der Arbeit eine Präsentation halten können und die Möglichkeit, die Webseite Ihrer Lieblingsband aufzurufen, um Musik herunterzuladen. Die Geräte wurden so konzipiert, dass sie sich mit Ihnen und Ihren Bedürfnissen weiterentwickeln. Ganz gleich, wie gewöhnlich oder außergewöhnlich diese Bedürfnisse sein mögen.



Communicator 5 ist ein Software-Paket, das Text und Symbole in deutliche Sprache umwandelt und Werkzeuge bereithält, die einfach in der Benutzung sind und Computerzugang ermöglichen. Verwenden Sie Communicator, um IR-fähige Geräte in Ihrer Umgebung zu steuern, wie z.B. Ihren Fernseher, Beleuchtung, oder Klimaanlage.




Snap Core First™ ist eine symbolbasierte Kommunikations-Software, die einen systematischen und forschungsbasierten Rahmen aus Kernwörtern bildet, der Ihren Kommunikationseinstieg erleichtert. Die Software fordert und fördert, da sie sich mit Ihren Bedürfnissen weiterentwickelt. Sie basiert auf den drei Säulen des Kommunikationserfolges: Wachstum, Teilhabe und Alphabetisierung.



Computer Control™ ist die neue Art mit Ihrem Computer zu interagieren und diesen via Augensteuerung zu bedienen. Mit der Software können Sie Aufgaben selbstständiger erledigen und sind weniger auf die Hilfe anderer angewiesen. Computer Control gibt Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Ihren Computer zu steuern, sondern schließt dabei auch die intuitivste und logischste Art und Weise ein, dank exklusiven Features wie:

- Interaction First
- Zentrale Benutzeroberfläche
- Kreisrundes Menü



Snap Scene, Mirror for Android™ und Magic Eye-FX sind auf den I-13- und I-16-Geräten vorinstalliert. Bitte besuchen Sie de.tobiidynavox.com/pages/i-series, um mehr über die Softwaretitel zu erfahren, die in der I-Serie enthalten sind.

Der Augensteuerungsvorteil von Tobii Dynavox

Tobii Dynavox ist weltweit marktführend im Bereich der Augensteuerungstechnologie, mit über 15 Jahren spezialisierter Forschung und Innovation. Der integrierte IS5-Eyetracker basiert auf zahlreichen Jahren an Forschung und Entwicklungsarbeit, sowie den Testdaten von Millionen von Augenpaaren unterschiedlichster Anwender. Ethnizität, Sehhilfen, Lichtbedingungen und andere Umgebungsfaktoren – wir haben alles einbezogen und unser Wissen spiegelt sich in diesem robusten und leistungsfähigen Eyetracker wider.



Verbesserte Erfassung für mehr Menschen

Der IS5 bietet für mehr Menschen qualitativ hochwertige Erfassungsergebnisse als jedes andere System. Ganz gleich, welche Augenfarbe Sie haben, oder welche Sehhilfen Sie benutzen.



Präzise und korrekte Blickanwahl

Mit einer signifikant erhöhten Erfassungsgenauigkeit und Anwenderpräzision können Nutzer schnell und exakt das Ziel anvisieren, welches auf dem Bildschirm ausgewählt werden soll.



Schnelle Augen-Erfassungszeiten

Der IS5 bietet Ihnen nicht nur die höchste Genauigkeit, er hat ebenfalls die schnellste Erfassungszeit. Das bedeutet, dass der Eyetracker Ihren Blick so schnell wie möglich wieder erfasst und die Interaktion nicht unterbrochen wird, wenn Ihr Blick aus dem Erfassungsbereich herauswandert, oder Sie sich unbeabsichtigt bewegen.



Mehr Unabhängigkeit mit Wake-on-Gaze™

Wake-on-Gaze, ist eine einzigartige Funktionalität der I-Serie: Sie können Ihr Gerät allein mithilfe Ihrer Augen und ohne die Hilfe anderer aus dem Ruhezustand einschalten. Diese Funktion verlängert zudem die Batterielaufzeit Ihres Gerätes.

Unterstützungsangebote

Wir halten ein großes Unterstützungsangebot an Inhalten und eine Bibliothek mit Lernmaterial bereit, die Sie zusammen mit Ihrer Software von Tobii Dynavox einsetzen können. Auf Ihrem Gerät ist Pathways für Core First vorinstalliert, das Ihnen und Ihren Kommunikationspartnern dabei hilft, das Beste aus Ihrer Software herauszuholen.

Zusätzlich erhalten Sie mit Ihrem Gerät der I-Serie Unterstützungsmaterial, damit Sie so effizient wie möglich mit Ihrem neuen Gerät loslegen können. Eine Kurzanleitung hilft Ihnen bei der Einrichtung und Software Trainingskarten unterstützen bei der Auswahl der für Sie passenden Software und bei der Nutzung Ihres Gerätes.





Technischer Support und Garantie

In Deutschland, Österreich, und der Schweiz arbeiten wir mit geschulten Partnern eng zusammen. Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder eine Beratung wünschen, können Sie sich gerne an einen Tobii-Dynavox-Partner Ihrer Wahl wenden. Hier finden Sie eine aktuelle Liste aller Partner innerhalb dieser Regionen: de.tobiidynavox.com/pages/partner.

Zubehör

Zum I-13 und I-16 gehört folgendes Zubehör: verstellbarer Aufstellfuß, Ladegerät und eine Rehadapt-Adapterplatte. Eine Daessy-Adapterplatte ist ebenfalls erhältlich, sowie weiteres Zubehör, wie Fingerführungen und Ersatzzubehör.

NEU! Der verstellbare Aufstellfuß wird magnetisch an der I-Serie befestigt und bringt diese so in die für Sie geeignete Position und ermöglicht eine optimale Augensteuerung.



Produktangaben

Gerät	Tobii Dynavox I-13 / I-16
Bildschirm	13.3", Verhältnis 16:9 / 15.6", Verhältnis 16:9
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
Touchscreen	Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm mit Gorilla®-Glas 3
Größe	33,8 x 24,1 x 8,1 cm / 39,1 x 26,9 x 8,4 cm
Gewicht	2,3 kg / 2,8 kg
Lautsprecher	10 W Lautsprechersystem
Mikrofon	1 x Mikrofon, nach vorne gerichtet
Prozessor	Intel Core i5 7200U
Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR4
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Pro
Festplatte	256 GB SSD
Bildschirm Rückseite	5.2" LCD-Farbdisplay in Auflösung 480 x 128 Pixel
Anschlüsse	2 x USB 3.0 2 x 3.5 Schnittstelle für Tasteranschluss 1 x 3.5 mm Kopfhörerbuchse (Stereo) mit Buchsenerkennung 1 x Stromanschluss

Tasten	1 x Anschalttaste 1 x Lautstärkeregelung (Lauter) 1 x Lautstärkeregelung (Leiser) 2 x Programmierbar
WLAN	2.4G/5G; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac WiFi-konform
Bluetooth®	Bluetooth® 4.1
IR-Umfeldsteuerung	6 Sendedioden 1 Empfangsdiode
Kameras	Kamera 8 MP, nach hinten ausgerichtet Kamera 2 MP, nach vorne ausgerichtet
Eyetracker-Zubehör (optional)	Tobii IS5B
Batterielaufzeit	~ 9 Std. / ~8 Std.
Batterieladezeit	Maximum 5 Std. (0-100%)
Batteriespeicherzeit	Maximum 6 Monate bei 40-60 % Ladung
Aufstellfuß	Integriert
Montagesystem	Integrierte Montageplatte Rehadapt. Daessy-Adapter erhältlich.
Stromversorgung	Input: Universal 100 ~ 240 VAC Output: 19 V/ 3.43 A
IP-Klasse	IP54 (mit I/O-Schutzabdeckung)

Weitere Informationen

Bitte besuchen Sie de.tobiidynavox.com/pages/i-series, um mehr über das I-13 und I-16 zu erfahren, oder kontaktieren Sie Ihren Hilfsmittelberater vor Ort.